

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Asah1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13510

Número do item: CM0015225



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ceramidase ácida humana (ASAH1), oferecido para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica (IF/ICC) e ELISA. Indicado para estudos de metabolismo de esfingolípídios e vias de sinalização relacionadas à ceramida.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASAH1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	AC, PHP, ASAH, PHP32, ACDase, SMAPME, ASAH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	427
GeneID	427
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-389 da ASAH1 humana (NP_001120977.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13510
Peso Proteico	45kDa
Transporte	Bolsa de gelo