

Anticorpo Policlonale De Coelho Anti-Asah2 Para Wb, Elisa - Q9Nr71

Número do item: CM0012897



introdução

Anticorpo policlonale de coelho visando ASAH2 humano (ceramidase neutra), validado para WB e ELISA; reage cruzado com camundongo e rato. Aplicável à pesquisa de sinalização de ceramida, metabolismo de esfingolípídios e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASAH2 Coelho pAb
Observações/Alíase	HNAC1; BCDase; LCDase; NCDase; N-CDase; ASAH2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56624
ID do Gene	56624
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-340 de ASAH2 humano (NP_001137446.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NR71
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Bolsa de gelo