

Anticorpo Policlonais Anti-Asap2 Para Wb - 043150

Número do item: CM0022113

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ASAP2 humano (DDEF2/PAG3). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada contra camundongo. Ideal para pesquisas em estudos de tráfego vesicular e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASAP2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PAP; PAG3; AMAP2; DDEF2; SHAG1; CENTB3; Pap-alpha; ASAP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8853
ID do Gene	8853
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do ASAP2 humano (NP_001128663)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O43150
Peso da Proteína	112kDa
Envio	Bolsa de gelo