

Anticorpo Policlonal Anti-Asb13 Para Wb, Elisa - Q8Wxk3

Número do item: CM0015121

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ASB13 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. O ASB13 é um componente de reconhecimento de substrato da E3 ubiquitina ligase semelhante a SCF, que medeia a degradação proteica. Ideal para pesquisa de ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASB13 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ASB13
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79754
ID do Gene	79754
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-278 do ASB13 humano (NP_078977.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8W XK3
Peso Molecular	30kDa
Envio	Bolsa de gelo