

Anticorpo Policlonal Anti-Asb17 Para Wb, Elisa - Q8Vhp9

Número do item: CM0021669

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ASB17 (proteína de repetição anquirina e caixa SOCS 17). Adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com espécies humanas e de rato. Peso da proteína aprox. 34 kDa. Exclusivamente para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASB17 pAb de Coelho
Observações/Apelido	4933436O18Rik; ASB17
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	66772
GeneID	66772
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 78-177 do ASB17 de rato (NP_080034.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8VHP9
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo