

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Asb2 Para Wb E Elisa - Q96Q27

Número do item: CM0022811

introdução

Anticorpo policlônico de coelho de alta qualidade direcionado ao ASB2 humano, validado para WB e ELISA com reatividade em humano e rato. Ideal para estudar a degradação mediada por ubiquitina em pesquisas cardíacas e hematopoéticas. SWISS: Q96Q27.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASB2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ASB-2; ASB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51676
ID do Gene	51676
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 448-587 do ASB2 humano (NP_057234.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96Q27
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Bolsa de gelo