

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Asb3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y575

Número do item: CM0023040

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ASB3 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece ASB3 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre a via ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASB3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ASB-3; ASB3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51130
GeneID	51130
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-145 do ASB3 humano (NP_057199.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y575
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo