

Anticorpo Policlonal Anti-Asb4 Para Ihc-P, Elisa - Q9Y574

Número do item: CM0024663

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ASB4 de alta qualidade validado para IHC-P e ELISA. Reconhece ASB4 humano e de rato, uma ligase E3 da caixa SOCS envolvida no desenvolvimento vascular e ubiquitinação. Ideal para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	ASB4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ASB-4; ASB4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51666
GeneID	51666
Imunogênio	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do ASB4 humano (NP_665879.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9Y574
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo