

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ascc1 Para Wb, Elisa - Q8N9N2

Número do item: CM0024522



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ASCC1 humano (subunidade p50 do complexo ASC-1). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de reparo de DNA e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASCC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	p50; CGI-18; SMABF2; ASC1p50; ASCC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51008
GeneID	51008
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do ASCC1 humano (NP_001185727.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N9N2
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco com gelo