

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ascl4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Xd76

Número do item: CM0006492

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ASCL4 de alta qualidade para WB, IF/ICC e ELISA. Específico para ASCL4 humano, um fator de transcrição envolvido no desenvolvimento da pele. Adequado para pesquisa em dermatologia e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASCL4 Rabbit mAb
Observações/Alias	ASH-4; HASH4; bHLHa44; ASCL4
Espécie	Humano
GeneID	121549 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da ASCL4 humana (NP_982260.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6XD76
Peso Molecular da Proteína	19kDa
Envio	Bolsa de gelo