

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ascl4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Xd76

Número do item: CM0016351

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à ASCL4 humana (bHLHa44), validado para Western blot, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre desenvolvimento da pele e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASCL4 Rabbit pAb
Observações/Alias	ASH-4; HASH4; bHLHa44; ASCL4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	121549
GeneID	121549
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 da ASCL4 humana (NP_982260.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6XD76
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo