


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Asc/Tms1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9ULZ3

Número do item: CM0007471



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ASC/TMS1 (PYCARD) humano para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adaptador chave na sinalização de apoptose e inflamassomo. Adequado para estudos de imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASC/TMS1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29108
ID do Gene	29108
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 4-110 do ASC/TMS1 humano (NP_037390.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULZ3
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco com gelo