


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Asc/Tms1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9ULZ3

Número do item: CM0023109



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ASC/TMS1 humano (Q9ULZ3). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisas sobre apoptose e inflamassomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASC/TMS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29108
GeneID	29108
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-91 do ASC/TMS1 humano (NP_037390.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULZ3
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo