

Anti-Asf1B Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Nvp2

Número do item: CM0025871



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a chaperona de histona ASF1B (CIA-II) humana, validado para WB e ELISA. Ferramenta chave para pesquisa de montagem de cromatina e dinâmica de nucleossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ASF1B pAb de Coelho
Observações/Apelido	CIA-II; ASF1B
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	55723
GeneID	55723
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9NVP2
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo