


Anticorpo Policlonal Anti-Asgr1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07306

Número do item: CM0027591



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ASGR1 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. O ASGR1 é uma lectina específica de hepatócitos que medeia a depuração de glicoproteínas, a remoção de plaquetas e a entrada do SARS-CoV-2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASGR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HL-1; ASGPR; ASGPR1; CLEC4H1; ASGR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	432
GeneID	432
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do ASGR1 humano (NP_001662.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07306
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo