


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Asgr1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P07306

Número do item: CM0014510



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade direcionado ao ASGR1 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com camundongos e ratos. Ideal para estudos de endocitose e entrada do SARS-CoV-2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASGR1 Coelho pAb
Observações/Alias	HL-1; ASGPR; ASGPR1; CLEC4H1; ASGR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	432
GeneID	432
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 62-291 do ASGR1 humano (NP_001662.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07306
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo