

## Anticorpo Policlonal Anti-Asgr2 Para Wb, Elisa - P07307

Número do item: CM0018299



### introdução

O anticorpo policlonal anti-ASGR2 da CamelBio (coelho) detecta o ASGR2 humano, apresenta reação cruzada com camundongo e rato e foi validado para WB e ELISA. Ideal para o estudo da endocitose de glicoproteínas asialo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | ASGR2 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2; ASGR2                                                                               |
| Espécie             | Humana                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 433                                                                                                                        |
| GeneID              | 433                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 131-287 do ASGR2 humano (NP_550435.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade cruzada | Camundongo, rato                                                                                                           |
| SWISS               | P07307                                                                                                                     |
| Peso da proteína    | 35 kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Gelo em bolsa                                                                                                              |