


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Asgr2 Para Wb, If-P, Elisa - P07307

Número do item: CM0009915



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-ASGR2 validado para WB, IF-P, ELISA. Tem como alvo o receptor de asialoglicoproteína 2 humano (HL-2, CLEC4H2), uma lectina hepática que medeia a endocitose de glicoproteínas dessialiladas. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASGR2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	433
GeneID	433
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-311 do ASGR2 humano (NP_550435.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07307
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo