


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Asgr2 Para Wb, If-P, Elisa - P07307

Número do item: CM0029411



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ASGR2 humano (Receptor de asialoglicoproteína 2), validado para WB, IF-P, ELISA; reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisas sobre endocitose de glicoproteínas hepáticas e direcionamento ao fígado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASGR2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2; ASGR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	433
GeneID	433
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 58-287 do ASGR2 humano (NP_550435.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P07307
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo