

Anticorpo Monoclonal Anti-Ash2L Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q9Ubl3

Número do item: CM0010668



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra ASH2L humano (ASH2, Bre2). Reconhece humano, camundongo e rato. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IF-P e ELISA. UniProt Q9UBL3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASH2L Rabbit mAb
Observações/Apelido	ASH2, Bre2, ASH2L1, ASH2L2, ASH2L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9070
GeneID	9070
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 529-628 do ASH2L humano (Q9UBL3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBL3
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco com gelo