


Anticorpo Policlonais Anti-Asl Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04424

Número do item: CM0025272



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ASL humana (argininosuccinato liase), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre ciclo da ureia e metabolismo da arginina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASL Rabbit pAb
Observações/Alias	ASAL; ASL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	435
GeneID	435
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 289-464 da ASL humana (NP_000039.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04424
Peso Proteico	52kDa
Envio	Bolsa de gelo