

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Asmtl Para Wb, Ip, Elisa - 095671

Número do item: CM0030186



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ASMTL humano (ASTML/ASMTLX/ASMTLY), validado para WB, IP, ELISA. Reage com humano e camundongo. Alvo da enzima do metabolismo de nucleotídeos dTTP/UTP pirofosfatase/metiltransferase.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ASMTL pAb de Coelho                                                                                                      |
| Observações/Alias   | ASTML; ASMTLX; ASMTLY; ASMTL                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano) | 8623                                                                                                                     |
| ID do Gene          | 8623                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 de ASMTL humano (NP_004183.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IP, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                       |
| SWISS               | O95671                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 69kDa                                                                                                                    |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                            |