

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Asna1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43681

Número do item: CM0029443



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ASNA1 humano (GET3/TRC40), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de entrega de proteínas ancoradas na cauda e vias do retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASNA1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ARSA1; ASNA1; CMD2H; TRC40; ARSA-I; ASNA-I
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	439
GeneID	439
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-348 da ASNA1 humana (NP_004308.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43681
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo