

Anticorpo Monoclonal Anti-Asns De Coelho Para Wb, Elisa - P08243

Número do item: CM0002823



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ASNS validado para WB e ELISA. Reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a asparagina sintase (P08243), uma ligase dependente de glutamina essencial para a biossíntese de asparagina e o controle do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-ASNS de Coelho
Observações/Apelidos	TS11; ASNSD; ASNS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	440
ID do Gene	440
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 450-550 da ASNS humana (P08243).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P08243
Peso Proteico	64kDa
Envio	Bolsa de gelo