


Anti-Asns Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P08243

Número do item: CM0026251



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ASNS de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a biossíntese de asparagina e o controle do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ASNS pAb de Coelho
Observações/Apelido	TS11; ASNSD; ASNS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	440
GeneID	440
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 212-561 do ASNS humano (NP_001664.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08243
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco com gelo