


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Asns Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08243

Número do item: CM0016742



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho anti-ASNS validado para WB, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a asparagina sintetase (P08243), envolvida na biossíntese de asparagina e no controle do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ASNS Rabbit pAb
Observações/alias	TS11, ASNSD, ASNS
Espécie	Humano
GeneID (humano)	440
GeneID	440
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 262-561 da ASNS humana (NP_001664.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P08243
Peso molecular	64 kDa
Transporte	Bolsa de gelo