

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aspa Para Wb, If/Icc, Elisa - P45381

Número do item: CM0026158



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra aspartoacilase (ASPA) para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para estudar o metabolismo de N-acetilaspato, manutenção da substância branca e doença de Canavan.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASPA pAb Coelho
Observações/Apelido	ASP; ACY2; ASPA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	443
GeneID	443
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-313 da ASPA humana (NP_001121557.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45381
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco com gelo