


Anticorpo Policlonais Anti-Asph Para If/Icc, Elisa - Q12797

Número do item: CM0030970



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho reconhece a ASPH humana, também conhecida como aspartato beta-hidroxilase. É adequado para imunofluorescência (IF/ICC) e ensaio de imunoabsorção ligado a enzima (ELISA), apoiando a pesquisa em sinalização de cálcio e modificações pós-traducionais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASPH Rabbit pAb
Observações/Alíase	AAH; BAH; HAAH; JCTN; FDLAB; junctin; CASQ2BP1; ASPH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	444
GeneID	444
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 81-270 da ASPH humana (NP_001158227.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12797
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Bolsa de gelo