


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aspscr1 (Tug) Para Wb, If/Icc, Ip - Q9Bze9

Número do item: CM0031001



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ASPSCR1 (TUG) para Western blot, imunofluorescência, imunoprecipitação e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de tráfego de GLUT4 e sinalização por insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TUG/ASPSCR1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TUG; ASPL; ASPS; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPSCR1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79058
GeneID	79058
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 284-553 de TUG/ASPSCR1 humano (NP_076988.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BZE9
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo