


Anti-Ass1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - P00966

Número do item: CM0010943



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ASS1 de alta qualidade para aplicações WB, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com ASS1 humano, de camundongo e de rato; auxilia em estudos do ciclo da ureia e metabolismo da arginina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASS1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ASS; CTLN1; ASS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	445
ID do Gene	445
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ASS1 humano (P00966).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00966
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Saco com gelo