

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Asun/Ints13 Para Wb, Elisa - Q9Nvm9

Número do item: CM0007394



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-ASUN/INTS13 (subunidade 13 do complexo Integrator), validado para WB e ELISA. Reconhece ASUN/INTS13 humano, um componente essencial do complexo Integrator envolvido na terminação da transcrição e na regulação do ciclo celular. Ideal para aplicações diagnósticas e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho ASUN/INTS13
Observações/Alias	ASUN; GCT1; NET48; Mat89Bb; SPATA30; C12orf11; ASUN/INTS13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55726
GeneID	55726
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-300 de ASUN/INTS13 humano. (NP_060634.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NVM9
Peso da Proteína	80 kDa
Envio	Bolsa de gelo