


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dimetil-Assimétrico-Histona H3-R17 (Q16695/P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000282



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a histona H3 dimetilada assimétrica na arginina 17 (H3R17me2a). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo, rato; reatividade cruzada ampla prevista. Componente central do nucleossomo essencial para regulação epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Dimetil-Assimétrico-Histona H3-R17 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; Dimetil-Assimétrico-Histona H3-R17
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo