


Anticorpo Monoclonal Anti-At1R/Agtr1 Para Wb, Elisa - P30556

Número do item: CM0010071



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o AT1R/AGTR1 humano, adequado para Western blot e ELISA. Detecta o receptor da angiotensina II tipo 1, um RCPG envolvido na regulação da pressão arterial e na entrada viral. Ideal para pesquisas em doenças cardiovasculares e infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AT1R/AGTR1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AT1; AG25; AT1B; AT1R; ATR1; AT1AR; AT1BR; AT2R1; HAT1R; AGTR1B; AT1R/AGTR1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	185
GeneID	185
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do AT1R/AGTR1 humano (P30556).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30556
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo