

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-At1R/Agtr1 Para Wb, Elisa - P30556

Número do item: CM0017152



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra AT1R/AGTR1 humano, adequado para western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Reconhece o receptor de angiotensina II tipo 1, um regulador fundamental da pressão arterial. ~41 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra AT1R/AGTR1
Observações/Apelidos	AT1; AG2S; AT1B; AT1R; ATR1; AT1AR; AT1BR; AT2R1; HAT1R; AGTR1B; AT1R/AGTR1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	185
ID do gene	185
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 294-388 do AT1R/AGTR1 humano (NP_114438.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P30556
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo