

Anticorpo Policlonal Anti-Atad3A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvi7

Número do item: CM0029582

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ATAD3A humano, adequado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Validado para estudos de biologia mitocondrial, incluindo organização da rede e metabolismo. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre câncer e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATAD3A Rabbit pAb
Observações/Apelido	ATAD3A; HAYOS; Família ATPase; ATAD3A/B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55210
ID do Gene	55210
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do ATAD3A humano (NP_001164006.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NVI7
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Saco de gelo