

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atad3A/Atad3B Para Wb, If/Icc E Elisa - Q9Nvi7 / Q5T9A4

Número do item: CM0021642

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a ATAD3A e ATAD3B, validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas mitocondriais e estudos de metabolismo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATAD3A/ATAD3B Rabbit pAb
Observações/Apelido	TOB3; AAA-TOB3; ATAD3A/ATAD3B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55210/83858
GeneID	55210/83858
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
Peso da Proteína	71/73kDa
Envio	Saco de gelo