

Anticorpo Monoclonal Anti-Atad3A/B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvi7 / Q5T9A4

Número do item: CM0006637

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra ATAD3A/B, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com humanos, camundongos e ratos. Essencial para a organização da rede mitocondrial e o metabolismo; superexpresso em adenocarcinomas pulmonares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-ATAD3A/B
Observações/alias	ATAD3A; HAYOS; família ATPase; ATAD3A/B
Espécie	Humana
GeneID (humano)	55210/83858
GeneID	55210/83858
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 de ATAD3A/B humano. (NP_060658.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
Peso da proteína	57 kDa/66 kDa/71 kDa
Envio	Bolsa de gelo