

Anticorpo Policlonal Anti-Atad3B Para Wb, Elisa - Q5T9A4

Número do item: CM0026639

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ATAD3B humano, validado para Western blot e ELISA. Este anticorpo detecta uma proteína de 73 kDa da membrana interna mitocondrial envolvida na biologia de células estaminais e cancro, ideal para a investigação da rede mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATAD3B pAb Coelho
Observações/Apelido	TOB3; AAA-TOB3; ATAD3B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	83858
GeneID	83858
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do ATAD3B humano (NP_114127.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5T9A4
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco de gelo