

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ataxina-3 (Atxn3) Para Wb E Elisa - P54252

Número do item: CM0006632



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Ataxina-3 (ATXN3), validado para Western blotting (WB) e ELISA, com reatividade cruzada em camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre neurodegeneração, homeostase proteica e desubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Ataxina-3 (ATXN3)
Observações/Apelidos	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxina-3 (ATXN3)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4287
GeneID	4287
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-361 da Ataxina-3 (ATXN3) humana (NP_004984.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P54252
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo