

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ataxina-3 (Atxn3) Para Wb, If/Icc, Elisa - P54252

Número do item: CM0014644



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Ataxina-3 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com ATXN3 humana e de camundongo, tendo como alvo os aminoácidos 1-361. Ideal para estudos de neurodegeneração, autofagia e homeostase proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra Ataxina-3 (ATXN3)
Observações/alias	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxina-3 (ATXN3)
Espécie	Humana
ID do gene	4287
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-361 da Ataxina-3 humana (ATXN3) (NP_004984.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P54252
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo