


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ataxina-3 (Atxn3) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54252

Número do item: CM0013674



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a Ataxina-3 humana (ATXN3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da doença de Machado-Joseph e das vias da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Ataxina-3 (ATXN3)
Observações/Apelidos	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxina-3 (ATXN3)
Espécie	Humana
ID do Gene	4287
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-361 da Ataxina-3 humana (ATXN3) (NP_004984.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P54252
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo