


Anticorpo Policlonal Anti-Atf2 [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Número do item: CM0022025



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra ATF2 (CREB2, HB16). Adequado para WB, IHC-P, ELISA em humanos, camundongos, ratos. Ideal para estudar regulação transcricional, apoptose e vias de resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] ATF2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; F2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1386
GeneID	1386
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-190 do ATF2 (NP_001871.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15336
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo