

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Atf2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P15336

Número do item: CM0004051



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa o ATF2 humano (CREB-2), validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de regulação transcricional e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATF2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1386
ID do Gene	1386
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-340 do ATF2 humano (NP_001871.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15336
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo