

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atf2 Para Wb, Ihc-P - P15336

Número do item: CM0015577



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ATF2 de alta qualidade, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta a proteína ATF2 humana, de camundongo e de rato (~55 kDa). Ideal para pesquisas sobre regulação da transcrição e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATF2 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATF2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1386
GeneID	1386
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 da ATF2 humana (NP_001871.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P15336
Peso da Proteína	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo