

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Atf3 Para Wb - P18847

Número do item: CM0012090

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho ATF3 validado para WB, IP, ChIP, ELISA. Direciona o ATF3 humano (Gene ID 467), reage de forma cruzada com camundongo. Imunógeno recombinante (aa 1-77). Ideal para pesquisa de transcrição e estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KO] ATF3 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	ATF3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	467
GeneID	467
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-77 do ATF3 humano (NP_001665.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P18847
Peso Proteico	12-21 kDa
Envio	Saco de gelo