

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atf3 Para Wb, Elisa - P18847

Número do item: CM0019411

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ATF3, validado para WB e ELISA, reage com ATF3 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de regulação transcricional e resposta ao estresse. P18847.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ATF3 pAb de coelho
Observações/Alias	ATF3
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	467
ID do gene	467
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-181 do ATF3 humano (NP_001665.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P18847
Peso molecular	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo