

Anti-Atf3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18847

Número do item: CM0017091

introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para ATF3, validado para WB, IHC-P e ELISA. Adequado para estudar a regulação da transcrição induzida por estresse. Reage cruzadamente com humano e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATF3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATF3
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	467
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-181 do ATF3 humano (NP_001665.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P18847
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo