

Anticorpo Policlonal Anti-Atf4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P18848

Número do item: CM0014132



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ATF4 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisa de resposta integrada ao estresse, estresse do RE e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho ATF4
Observações/Apelido	CREB2; TXREB; CREB-2; TAXREB67; ATF4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	468
GeneID	468
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P18848
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo