

Anti-Atf4 Coelho Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18848

Número do item: CM0019521



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ATF4 humano (CREB2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. ATF4 é um fator de transcrição chave na resposta ao estresse celular e no metabolismo. Ideal para pesquisa de estresse do RE, estresse oxidativo e desenvolvimento ósseo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATF4 Coelho pAb
Observações/Apêndice	CREB2; TXREB; CREB-2; TAXREB67; ATF4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	468
GeneID	468
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-351 do ATF4 humano (NP_001666.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18848
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo