

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atf5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc E Elisa - Q9Y2D1

Número do item: CM0021088

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATF5 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta uma banda em ~31 kDa em Western blot. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em regulação transcricional e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ATF5 Rabbit pAb
Observações/Alias	ATFX; HMFN0395; ATF5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22809
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 101-282 do ATF5 humano (NP_036200.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2D1
Peso Proteico	31kDa
Transporte	Saco de Gelo